

	Instrução de Trabalho		Página 1/1
Título: Operação do Extrator de Plasma Automático.			Código IT 013
Aprovação: Isabelle Rego Barros		Data de aprovação: 29/08/2008	Revisão 01

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operacionalização do Extrator de Plasma Automático.

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda.

3. Vocabulário

Não se aplica.

4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

5. Seqüência de Atividades

NR	COMO FAZER?
1	Ligar na rede elétrica e acionar o botão POWER;
2	Prender a bolsa de coleta no local indicado;
3	soltar a alavanca para iniciar o processo;
4	O processo deve ser realizado conforme o protocolo em questão para a redução recomendada;
5	Abrir a alavanca e retirar a bolsa;
6	Desligar o equipamento.

6. Informações Complementares

- Série: EX 1122
- Voltagem: 110 V

7. Histórico das Revisões

Revisão 00	Documento inicial.
-------------------	--------------------