


|   |                              |   |                            |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
|  | <b>Instrução de Trabalho</b> |   | <b>Página</b><br><br>1 / 1 |
| <b>Título:</b> Operação da Geladeira  |                              |   | <b>Código</b><br>IT 004    |
| <b>Aprovação:</b><br><br>Isabelle Rego Barros                                     |                              | <b>Data de aprovação:</b><br><br>29/08/2008 | <b>Revisão</b><br><br>02   |

*Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.*

### 1. Objetivo

Instrução para operacionalização da Geladeira

### 2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

### 3. Vocabulário

Não se aplica.

### 4. Equipamentos e Materiais

### 5. Sequência de Atividades.

| NR | COMO FAZER?   |
|----|---|
| 1  | Ligar na rede elétrica;   |
| 2  | Regular o seletor de temperatura na posição FRIO MÁXIMO;  |
| 3  | Deixar funcionar por 2 horas antes de armazenar qualquer material no seu interior;  |
| 4  | Regular a temp. desejada pelo seletor de temperatura (Frio Máximo, Médio ou Frio Mínimo);   |
| 5  | Para ligar ou desligar o Circulador Dinâmico de ar, acionar a tecla <i>Supercooling On/Off</i> . A luz verde acesa na tecla indica que a função <i>Supercooling</i> esta funcionando. Quando esta função estiver sendo usada o botão de Controle da temperatura deverá ser ajustado para a posição Frio Mínimo (quando necessário); |
| 6  | Toda vez que uma bolsa de sangue seja colocada no interior da geladeira, ligar o Circulador Dinâmico de Ar para que esta permaneça resfriada uniformemente;   |
| 7  | Para desligar coloque o seletor de temperatura na posição DESLIGADO;  |
| 8  | Desconecte da rede elétrica;  |
| 9  | Efetuar o controle diário da temperatura, registrando a cada 4 horas na ficha de controle de temperatura para geladeira.  |

### 6. Informações Complementares:

6.1. O degelo do compartimento refrigerador é automático, sendo desnecessário qualquer tipo de operação manual.

6.2. O degelo do compartimento freezer não é automático e deve ser feito sempre que a espessura do gelo atingir 1 cm.

#### 6.3. Equipamento: Geladeira

- **Marca:** Elecrolux      **Voltagen:** 110V      • **Temp. Máxima:** +8°C
- **Modelo:** DC38      **Temp. Mínima:** +2°C

6.4 A geladeira tem um sistema de ventilação para circulação de ar e temperatura uniformemente distribuída em todos os compartimentos.

### 7. Histórico das Revisões.

01 – Inclusão do item 4 (equipamentos e materiais)