

	<b>Instrução de Trabalho</b>	<b>Página</b> 1 / 1
<b>Título:</b> Operação do Tanque de Amostras Contaminadas		<b>Código</b> IT 011
<b>Aprovação:</b>  Isabelle Rego Barros	<b>Data de aprovação:</b>  29/08/2008	<b>Revisão</b>  02

*Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.*

### 1. Objetivo

Instrução para operacionalização do Tanque de Amostras Contaminadas

### 2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

### 3. Vocabulário

Não se aplica.

### 4. Equipamentos e Materiais

### 5. Seqüência de Atividades.

NR	COMO FAZER?
1	Abrir a tampa;
2	Retirar o suporte das bolsas e colocar a bolsa congelada que teve resultado de exame fora do padrão em local pré-estabelecido;
3	Fechar a tampa;
4	Efetuar o controle diário (duas vezes ao dia) através de ficha de controle de nível do tanque de amostras contaminadas.

### 6. Informações Complementares:

O resultado de exame fora do padrão é aquele que apresentar resultados positivos nos exames de: HIV, Sífilis, Chagas, Hepatite B e C e HTLV 1 e 2, realizados no sangue materno.

### 7. Histórico das Revisões.

01 – Inserir o item 4 (equipamentos e materiais)