

	Instrução de Trabalho		Página 1 / 1
Título: Operação da Congeladora para criopreservação de SCUPA			Código IT 007
Aprovação: Isabelle Rego Barros		Data de aprovação: 29/08/2008	Revisão 02

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operacionalização da Congeladora

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

3. Vocabulário

Não se aplica.

4. Equipamentos e Materiais

5. Seqüência de Atividades.

NR	COMO FAZER?
1	Ligar o computador;
2	Conectar o recipiente de suprimento (TP 100) à congeladora;
3	Abrir a válvula drawoff do recipiente de suprimento para liberar a saída de nitrogênio líquido;
4	Ligar o botão “iniciar” da congeladora;
5	Clicar no computador na informação “NPULS” e pressionar a tecla enter para entrar no menu principal;
6	No menu principal executar a opção nr. 1 – EXECUTAR O PROGRAMA DE CONGELAMENTO;
7	Abrirá uma nova pagina e deverá ser selecionado a opção nr. 3 – EXECUTAR UM PROGRAMA;
8	Escolher o programa nr. 1, que deverá ser executado e preencher os dados solicitados;
9	A partir deste momento o programa vai executar a operação de inicialização automaticamente;
10	Quando o programa concluir a seqüência de congelamento deverá ser retirada a amostra;
11	Retirar e colocar a amostra em estojo apropriado e deixar no tanque de quarentena até o resultado dos exames;
12	Para evitar falhas no sistema de nitrogênio líquido, realizar o check list do processamento antes de iniciar a tarefa.

6. Informações Complementares:

Não se aplica

7. Histórico das Revisões.

01 – Inclusão do item 4 (equipamentos e materiais)