

	Instrução de Trabalho	Página 1 / 1
Título: Operação da Seladora		Código IT 005
Aprovação: Isabelle Rego Barros	Data de aprovação: 29/08/2008	Revisão 02

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operacionalização da Seladora

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

3. Vocabulário

Não se aplica.

4. Equipamentos e Materiais

5. Seqüência de Atividades.

NR	COMO FAZER?
1	Ligar na rede elétrica;
2	Mova a alavanca para a posição “POWER”;
3	Posicione o material a ser selado e pressione a alavanca até a lâmpada ser apagada;
4	Retire o material selado e seccione na área selada;
5	Para desligar o aparelho mova a alavanca para a posição contrária ao “POWER”;
6	Desconecte da rede elétrica;

6. Informações Complementares:

6.1. Equipamento: Seladora

- **Marca:** Sebra
- **Modelo:** 2380
- **Voltagen:** bateria 10v

7. Histórico das Revisões.

01 – Inclusão do item 4 (equipamentos e materiais)