

	<b>Instrução de Trabalho</b>		<b>Página</b> 1/1
<b>Título:</b> Operação da Seladora de Overwrap.			<b>Código</b> IT 016
<b>Aprovação:</b> Isabelle Rego Barros		<b>Data de aprovação:</b> 29/08/2008	<b>Revisão</b> 01

**Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.**

### 1. Objetivo

Instrução para operacionalização da Seladora de Overwrap.

### 2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda.

### 3. Vocabulário

Não se aplica.

### 4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

### 5. Seqüência de Atividades

NR	COMO FAZER?
1	Ajuste o tempo de aquecimento através do seletor;
2	Realize o processo de selagem expurgando todo o ar de dentro da bolsa;
3	Coloque a parte superior da bolsa por cima do elemento de aquecimento;
4	Pressione a mesa para baixo;
5	Quando a lâmpada desligar, levantar a mesa e remover a bolsa;
6	Desligar o equipamento.

### 6. Informações Complementares

- Série: FA 1103
- Voltagem: 110 V
- Modelo: FAZ 315

### 7. Histórico das Revisões

<b>Revisão 00</b>	Documento inicial.
-------------------	--------------------