

	Instrução de Trabalho	Página 1 / 1
Título: Operação do Tanque de Quarentena		Código IT 010
Aprovação: Isabelle Rego Barros	Data de aprovação: 29/08/2008	Revisão 02

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operacionalização do Tanque de Quarentena

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

3. Vocabulário

Não se aplica.

4. Equipamentos e Materiais

5. Seqüência de Atividades.

NR	COMO FAZER?
1	Abrir a tampa;
2	Retirar o suporte das bolsas e colocar a bolsa congelada para ficar em quarentena até receber o resultado dos exames realizados;
3	Se os resultados estiverem de acordo encaminhar a bolsa para local definitivo no Espace 150;
4	Se não, encaminhar para o tanque de amostras contaminadas;
5	Fechar a tampa;
6	Efetuar o controle diário (duas vezes ao dia) através de ficha de controle de nível do tanque de quarentena.

6. Informações Complementares:

Não se aplica.

7. Histórico das Revisões.

01 – Inserir o item 4 (equipamentos e materiais)