

	<b>Instrução de Trabalho</b>		<b>Página</b> 1/1
<b>Título:</b> Operação da Balança AS 2000C nº 276894			<b>Código</b> IT 001
<b>Aprovação:</b> Isabelle Rego Barros		<b>Data de aprovação:</b> 29/01/2008	<b>Revisão</b> 02

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

## 1. Objetivo

Instrução para operacionalização da Balança AS 2000C Nº: 276894.

## 2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda.

## 3. Vocabulário

Não se aplica.

## 4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

## 5. Seqüência de Atividades

NR	COMO FAZER?
1	Ligar a balança na rede elétrica (110V),
2	Pressionar a tecla L/D,
3	Aguardar até que apareça no display +0.00g;(*)
4	Colocar o material a ser pesado sobre o prato da balança;
5	No display da balança irá aparecer o peso do material;
6	Retirar a amostra da balança;
7	Registrar o peso na Ficha de Processamento.
8	Desligar na tecla L/D, o display mostrará: -DESLIGADO-, desta forma a balança continuará energizada para ser mantido o equilíbrio térmico;

OBS: Se for necessário tarar a balança, antes de iniciar o procedimento, pressionar o botão T, Nunca desligar a balança através do conector traseiro

## 6. Informações Complementares

- Modelo: Balança AS 2000C
- Nº: 276894
- Carga máxima: 2000g
- Carga mínima: 0,5g
- Divisão de verificação: 0,1g

## 7. Histórico das Revisões

<b>Revisão 01</b>	Inclusão do item 4 (equipamentos e materiais); Pequenos ajustes de formatação.
-------------------	--