

	Instrução de Trabalho	Página 1 / 1
Título: Operação em caso de Corte de Energia		Código IT 009
Aprovação: Isabelle Rego Barros	Data de aprovação: 29/08/2008	Revisão 02

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operacionalização em caso de Corte de Energia

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

3. Vocabulário

Não se aplica.

4. Equipamentos e Materiais

5. Seqüência de Atividades.

NR	COMO FAZER?
1	Caso na falta de energia elétrica nobreak's serão automaticamente acionado;
2	Os equipamentos que serão mantidos através do nobreak são: Espace 150, Nicool Plus, Computador de suporte ao Nicool Plus e o Servidor de rede;
3	Entrar em contato com a Copel no 0800-410-196, buscando identificar o tempo prevista para o retorno da energia elétrica;
4	Caso o tempo de retorno seja superior ao de suporte do nobreak, os controles de temperatura e nível serão realizados manualmente.

6. Informações Complementares:

Os equipamentos que serão mantidos através do nobreak são: Espace 150, Nicool Plus e Computador de suporte ao Nicool Plus, com suporte de 2 horas para nobreak em funcionamento e o Servidor de rede, com suporte de 40 minutos para nobreak em funcionamento.

7. Histórico das Revisões.

01 - Inclusão do item 4 (equipamentos e materiais)