

	Instrução de Trabalho		Página 1 / 1
Título: Operação do Frigobar		Código IT 012	
Aprovação: Isabelle Rego Barros	Data de aprovação: 29/08/2008	Revisão 02	

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operacionalização do Frigobar

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

3. Vocabulário

Não se aplica.

4. Equipamentos e Materiais

5. Sequência de Atividades.

NR	COMO FAZER?
1	Ligar na rede elétrica;
2	Regular o seletor de temperatura na posição MÁXIMO;
3	Deixar funcionar por 2 horas antes de armazenar qualquer material no seu interior;
4	Regular a temp. desejada pelo seletor de temperatura (Máximo, Médio ou Mínimo);
5	Para desligar coloque o seletor de temperatura na posição DESLIGADO;
6	Desconecte da rede elétrica;
7	Efetuar o controle diário da temperatura, registrando na ficha de controle de temperatura para frigobar.

6. Informações Complementares:

6.1. O degelo do compartimento interno deve ser feito sempre que a espessura do gelo atingir 1 cm.

6.2. Equipamento: Geladeira

Marca: Consul

Voltagen: 110V

Temp. Máxima: +8°C

Modelo: CTR08BBANA

Temp. Mínima: +2°C

7. Histórico das Revisões.

01 –Inserir o item 4 (equipamentos e materiais)