

	Instrução de Trabalho		Página 1/1
Título: Operação da SEPAX			Código IT 019
Aprovação: Maria Madalena		Data de aprovação: 12/03/2008	Revisão 00

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operação da SEPAX.

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

3. Vocabulário

Não se aplica.

4. Equipamentos e Materiais

Kit de processamento de SCUP em SEPAX;

Impressora;

SEPAX.

5. Seqüência de Atividades

NR	COMO FAZER?
1	Ligar a SEPAX e a impressora (botão de ligar da SEPAX localizado na parte traseira da máquina; botão de ligar da impressora identificado pela letra M).
2	Acoplar o kit com a bolsa de sangue.
3	Seguir os comandos apresentados na tela.
4	Ao final do processo, retirar o kit.
5	Selecionar o programa QUIT para desligar a máquina.
6	Recolher o relatório impresso.
7	Desligar a impressora.
8	Cobrir a máquina com a sua capa protetora.

6. Informações Complementares:

- **Série:** 841.3028
- **Vtagem:** 100-240v
- **Modelo:** SEPAX S100
- **Marca:** Biosafe

7. Histórico das Revisões

Revisão 00	Documento inicial.
-------------------	--------------------