

	Instrução de Trabalho		Página 1/1
Título: Operação do Diluidor Automático.			Código IT 017
Aprovação: Isabelle Rego Barros		Data de aprovação: 29/08/2008	Revisão 01

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operacionalização do Diluidor Automático.

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda.

3. Vocabulário

Não se aplica.

4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

5. Seqüência de Atividades

NR	COMO FAZER?
1	Ligar a equipamento através do botão liga e desliga;
2	Colocar a amostra no aspirador e pressionar o botão INICIO para aspirar;
3	Colocar um béquer e com o botão INICIO diluir a amostra;
4	Encaminhar ao contador conforme procedimento padrão;
5	Desligar o equipamento.

6. Informações Complementares

- Série: 004573
- Voltagem: BIVOLT
- Modelo: BA 500

7. Histórico das Revisões

Revisão 00	Documento inicial.
-------------------	--------------------