

	<b>Instrução de Trabalho</b>		<b>Página</b> 1/1
<b>Título:</b> Operação da Centrífuga Refrigerada.			<b>Código</b> IT 015
<b>Aprovação:</b> Isabelle Rego Barros		<b>Data de aprovação:</b> 29/08/2008	<b>Revisão</b> 01

**Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.**

### 1. Objetivo

Instrução para operacionalização da Centrífuga Refrigerada.

### 2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda.

### 3. Vocabulário

Não se aplica.

### 4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

### 5. Seqüência de Atividades

NR	COMO FAZER?
1	Ligar na rede elétrica e acionar o botão lateral de liga e desliga;
2	Abrir a tampa e acondicionar o produto na caçapa específica com o contra-peso;
3	Escolher o programa que será realizado e acionar o botão PLAY;
4	Quando o programa terminar, acionar o botão STOP e abrir a tampa;
5	Retirar a amostra;
6	Desligar o equipamento.

### 6. Informações Complementares

- **Série:** 40410587
- **Voltagem:** 220 V
- **Modelo:** LEGEND RT

### 7. Histórico das Revisões

<b>Revisão 00</b>	Documento inicial.
-------------------	--------------------