

	Instrução de Trabalho	Página 1 / 1
Título: Operação do Espace 150		Código IT 008
Aprovação: Isabelle Rego Barros	Data de aprovação: 29/08/2008	Revisão 02

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operacionalização do Espace 150

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

3. Vocabulário

Não se aplica

4. Equipamentos e Materiais

5. Seqüência de Atividades.

NR	COMO FAZER?
1	Verificar 2 vez ao dia a temperatura e o nível de nitrogênio;
2	Registrar na Ficha de Controle de Temperatura e Nível do Espace 150 anotando os dados sobre nível e temperatura;
3	Caso seja constatado nível baixo (< 70%) de nitrogênio ou temperatura inferior a -130°C , entrar em contato com a Air Liquide através do Telefone 286-3131 e solicitar o departamento de Manutenção e Distribuição para a notificação do problema existente;
4	Quando a válvula de enchimento automática é acionada para o enchimento do Espace, verificar se o funcionamento desta foi correto, caso não tenha ocorrido o funcionamento correto, entrar em contato com a Air Liquide.
5	Verificar o peso do LC para agendar a troca. Executar esta verificação para ter controle de consumo do nitrogênio líquido.

6. Informações Complementares:

Telefone de contato com a Air Liquide: 286-3131.

7. Histórico das Revisões.

01 – Inclusão do item 4 (equipamentos e materiais)