	Procedimento Sistemico		Página 1/2
Título: Volume das Bolsas de SCUP			Código PS 7.5.1 - 03
Aprovação: Dr. Léo Francisco Leone Jr.		Data de aprovação: 28/08/2008	Revisão 03

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Determinar o volume de sangue de cordão umbilical e placentário obtido na bolsa coletora.

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda, sendo de responsabilidade do responsável laboratorial e bióloga.

3. Vocabulário


- SCUP - Sangue de Cordão Umbilical e Placentário.

4. Equipamentos e Materiais

- Balança;
- Calculadora;
- Bolsa controle para tara.

5. Seqüência de Atividades

Nº	Quem?	O que?	Como e/ou Quando?	Seqüência
1		Inicio		↓ 2
2	Bióloga	Pesar a Bolsa	Colocando a bolsa sobre a balança e verificando o peso aferido.	↓ 3

	Procedimento Sistemico		Página 2/2
Título: Volume das Bolsas de SCUP			Código PS 7.5.1 - 03
Aprovação: Dr. Léo Francisco Leone Jr.		Data de aprovação: 28/08/2008	Revisão 03

Nº	Quem?	O que?	Como e/ou Quando?	Seqüência
3	Bióloga	Calcular volume	Fazer o cálculo da diferença entre a bolsa com o sangue coletado e o peso da bolsa padrão, obtendo o valor real da coleta, admitindo conforme RDC 153, 1g = 1ml.	↓ 4
4		Fim		

6. Informações complementares

Não se aplica.

7. Controle de registros da qualidade

Identificação	Proteção	Armazenamento	Recuperação	Tempo mínimo de Retenção	Descarte do Registro
Ficha de Processamento	Meio físico no armário	Pasta de Contrato	Cronológica	Indeterminado	20 anos após o uso terapêutico

8. Histórico das Revisões.

Revisão 02:

- Inclusão do item 4 (equipamentos e materiais);
- Pequenos ajustes de formatação.