

	Instrução de Trabalho		Página 1 / 1
Título: Operação do Banho Maria			Código IT 002
Aprovação: Isabelle Rego Barros		Data de aprovação: 29/08/2008	Revisão 02

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operacionalização do Banho Maria

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

3. Vocabulário

Não se aplica.

4. Equipamentos e Materiais

5. Sequência de Atividades.

NR	COMO FAZER?
1	Abastecer com água, até que alcance mais ou menos 3 cm da borda do banho, tomando o cuidado de não colocar água em excesso.
2	No processo de abastecimento deverá ser considerado o volume das estantes com os respectivos tubos e/ou materiais aplicáveis para que não haja transbordamento;
3	Ligar na rede elétrica (110V);
4	Girar o botão do termostato (ajuste da temperatura) até a temperatura desejada;
5	Conferir a temperatura no termômetro;
6	Colocar as amostras no suporte adequado sobre a lente;
7	Colocar a tampa para obter maior precisão;
8	A estabilização da temperatura se dará quando a lâmpada de aquecimento apagar;
9	Ao término do tempo desejado, retirar as amostras;
10	Manter sempre o banho e água limpa;
11	Para limpar o banho, tirar a lente, o termômetro e o fundo falso.

6. Informações Complementares:

Equipamento: Banho Maria

Marca: Fanem

Modelo: 100

Voltagem: 110v

7. Histórico das Revisões.

01 – Inclusão do item 4 (equipamentos e materiais)