	Procedimento Sistemico		Página 1/2
Título: Viabilidade Anual			Código PS 7.5.1 – 11
Aprovação: Isabelle Rego Barros		Data de aprovação: 28/08/2008	Revisão 01

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Realizar procedimento de viabilidade anual do inventário de amostra da Cryogene – Criogenia Biológica Ltda.

2. Aplicação e Responsabilidade

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda, sendo os responsáveis os seguintes colaboradores: Responsável Laboratorial e Bióloga

3. Vocabulário

- **SCUP** - Sangue de Cordão Umbilical e Placentário.


4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

5. Seqüência de Atividades

Nº	Quem?	O que?	Como e/ou Quando?	Seqüência
1		Início		↓ 2
2	Responsável Laboratorial, Bióloga	Selecionar amostras	Selecionar, no início de cada ano, uma amostra de cada mês do ano anterior.	↓ 3
3	Responsável Laboratorial, Bióloga	Preencher requisição de exame	Preencher, com os dados referentes as amostras escolhidas, a requisição para a realização dos exames	↓ 4

Revisado por: Andrea Kuhn e Isabelle Rego Barros	Data de revisão: 30/12/2005
--	---------------------------------------

	Procedimento Sistemico		Página 2/2
Título: Viabilidade Anual			Código PS 7.5.1 – 11
Aprovação: Isabelle Rego Barros		Data de aprovação: 28/08/2008	Revisão 01

Nº	Quem?	O que?	Como e/ou Quando?	Seqüência
3	Responsável Laboratorial, Bióloga	Encaminhar ao laboratório terceirizado	Acondicionar as amostras em gelo seco, dentro de um isopor, e encaminhar para o laboratório terceirizado.	↓ 5
4		Fim		

6. Informações complementares

Não se aplica.

7. Controle de registros da qualidade

Identificação	Proteção	Armazenamento	Recuperação	Tempo mínimo de Retenção	Descarte do Registro

8. Histórico das Revisões

Revisão 00:

- Documento inicial.

Revisado por: Andrea Kuhn e Isabelle Rego Barros	Data de revisão: 30/12/2005
--	---------------------------------------