CRYOGENE	PROCEDIMENTO SISTÊMICO		Página 1/3
Titulo:			Código
Armazenamento do SCUP			PS 7.5.1 - 06
Aprovação:		Data de aprovação:	Revisão
Isabelle Rego Barros		28/08/2008	03

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como "Cópia Controlada" para ter validade.

1. Objetivo

Visa garantir o armazenamento eficaz da amostra de SCUP, a fim de agilizar sua localização posterior.

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda.sendo de responsabilidade do responsável laboratorial e bióloga.

3. Vocabulário

• SCUP - Sangue de Cordão Umbilical e Placentário.

4. Equipamentos e Materiais

- Rack;
- Tanque de armazenamento.

CRYOGENE	PROCEDIMENTO SISTÊMICO		Página 2/3
Titulo:			Código
Armazenamento do SCUP			PS 7.5.1 - 06
Aprovação:		Data de aprovação:	Revisão
Isabelle Rego Barros		28/08/2008	03

5. Seqüência de Atividades

No	Quem?	O que?	Como e/ou Quando?	Seqüência
1		Início		4
'		IIIICIO		2
2	Bióloga	Analisar os Exames	Recebendo os exames, a amostra que estiver liberada será transferida para o tanque de armazenamento definitivo. Se não estiver liberada será mantida no tanque de quarentena ou transferida para o tanque de amostra segregada.	• 3
3	Bióloga	Armazenar o SCUP	Armazenamento conforme: Os rack's são numerados a partir de 1 até o número que cada tanque suportar; Cada rack é dividido em 4 andares sendo numerados de 1 a 4 iniciando a contagem de cima para baixo; Cada andar pode comportar 3 ou 4 canister's que são numerados de 1 a 3 ou de 1 a 4 conforme o rack. O início da contagem ocorre da esquerda para a direita. Assim se uma amostra estiver localizada em: Tanque X - 9-3-1, significa que ela esta no Tanque X, rack 9, andar 3, canister 1.	4
4		Fim		

6. Informações complementares

Não se aplica.

7. Controle de registros da qualidade

Identificação	Proteção	Armazenamento	Recuperação	Tempo mí- nimo de Re- tenção	Descarte do Registro
Ficha de Pro- cessamento	Meio físico no armário	Pasta dos Con- tratos	Cronológica	Indetermina- do	20 anos após o uso tera- pêutico
Planilha de Rastreabilidade do SCUP do ano em refe- rencia	Computador	G:\Users\Geral\I SO 9000\ESQUA\ Rastreabilidade	Ordem numé- rica	Indetermina- do	20 anos após o uso tera- pêutico

CRYOGENE	PROCEDIMENTO SISTÊMICO		Página 3/3
Titulo:		Código	
Armazenamento do SCUP			PS 7.5.1 - 06
Aprovação:		Data de aprovação:	Revisão
Isabelle Rego Barros		28/08/2008	03

8. Histórico das Revisões

Revisão 03: Incluir o Registro Planilha de Rastreabilidade do SCUP do ano em referencia