


|  |                               |   |                                |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
|  | <b>Procedimento Sistemico</b> |   | <b>Página</b><br>1/3           |
| <b>Título:</b><br>Limpeza e Desinfecção  |                               |   | <b>Código</b><br>PS 7.5.1 - 09 |
| <b>Aprovação:</b><br>Isabelle Rego Barros  |                               | <b>Data de aprovação:</b><br>28/08/2008 | <b>Revisão</b><br>04           |

**Quando impresso este documento, deverá estar identificado com a inscrição CÓPIA CONTROLADA em vermelho para ter validade.**

## 1. Objetivo

Realizar o procedimento padrão para manter o local livre de microorganismos patogênicos / nocivos para qualquer material biológico.

## 2. Aplicação e Responsabilidade

Aplica-se a CRYOGENE – Criogenia Biológica Ltda, sendo de responsabilidade do responsável laboratorial e bióloga.

## 3. Vocabulário

Não se aplica.

## 4. Equipamentos e Materiais

Conforme os descritos no item Seqüência de Atividades.

## 5. Seqüência de Atividades:

|   | Quem?                              | O que?   | Como e/ou Quando?   | Seqüência |
|---|------------------------------------|--|---|-----------|
|   |                                    | Início   |   |           |
| 1 | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar o Fluxo Laminar e a Balança               | Antes e após o uso friccionar álcool 70% por 30" ou até secar.<br>Quinzenalmente friccionar álcool 70% e Hipoclorito de sódio |           |
| 2 | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar o Banho Maria e a Congeladora Nicool Plus | Friccionar álcool 70% por 30" ou até secar.   |           |



## Procedimento Sistêmico

Página

2/3

**Título:**

Limpeza e Desinfecção

**Código**

PS 7.5.1 - 09

**Aprovação:**

Isabelle Rego Barros


**Data de aprovação:**

28/08/2008

**Revisão**

04

|    |                                    |  |   |  |
|----|------------------------------------|--|---|--|
| 3  | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar o Container de Nitrogênio Líquido | Limpar com pano seco. Semanalmente  |  |
| 4  | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar as Cubas Crio gênicas             | Limpar com pano seco. Semanalmente  |  |
| 5  | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar a Centrífuga Refrigerada          | Limpar com pano seco. Semanalmente  |  |
| 6  | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar o Extratores de Plasma            | Limpar com pano seco. Semanalmente  |  |
| 7  | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar o Contador de Células             | Limpar com pano seco. Semanalmente  |  |
| 8  | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar as Seladoras                      | Limpar com pano seco. Semanalmente  |  |
| 9  | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar a Geladeira e Frigobar            | Passar pano umedecido com água e sabão neutro. Quinzenalmente.  |  |
| 10 | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar as Almotolias                     | Limpeza mecânica com água e sabão.<br>Obs: Identificar com data de envase da almotilia (validade sete dias). Semanalmente.  |  |
| 11 | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar Lixeiras, Banqueta e Porta Papel. | Limpeza mecânica com água e sabão. Semanalmente   |  |
| 12 | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar as Saboneteiras de Parede         | Limpeza mecânica com água e sabão.<br>Obs.: identificar com a data de validade do sabão líquido utilizado. Semanalmente   |  |
| 13 | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar os Armários                       | <b>Superfície:</b> Limpeza mecânica com água e sabão e friccionar álcool 70% por 30" ou até secar. Semanalmente.<br><b>Interior:</b> passar pano umedecido em água, depois de seco, e friccionar álcool 70% por 30" ou até secar. Semanalmente. |  |
| 14 | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar as Paredes, Portas e Janelas      | Limpeza com pano umedecido em Água e Hipoclorito. Semanalmente  |  |

|  |                               |   |                                |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
|  | <b>Procedimento Sistemico</b> |   | <b>Página</b><br>3/3           |
| <b>Título:</b><br>Limpeza e Desinfecção  |                               |   | <b>Código</b><br>PS 7.5.1 - 09 |
| <b>Aprovação:</b><br>Isabelle Rego Barros  |                               | <b>Data de aprovação:</b><br>28/08/2008 | <b>Revisão</b><br>04           |

|    |                                    |                  |   |  |
|----|------------------------------------|------------------|---|--|
| 15 | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar o Toilett | Limpeza mecânica com água e desinfetante sem cheiro. Diariamente                            |  |
| 16 | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar o Piso    | Limpeza mecânica com água e desinfetante sem cheiro. Diariamente                            |  |
| 17 | Responsável laboratorial, bióloga. | Limpar as Pias   | Limpeza mecânica com água e sabão, friccionar álcool 70% por 30" ou até secar. Diariamente. |  |
| 18 |                                    | <b>FIM</b>       |   |  |

## 6. Informações Complementares

Não se aplica

## 7. Controle de Registros da Qualidade

| Identificação | Proteção | Armazenamento | Recuperação | Tempo mínimo de Retenção | Descarte do Registro |
|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| Não se aplica |          |               |             |                          |                      |

\* tempo mínimo

## 8. Histórico das Revisões:

### Revisão 03:

- Inserir o item 4 (equipamentos e materiais);
- Pequenos ajustes de formatação;
- Adequação de conteúdo.