


| | | | |
|--|------------------------------|---|-------------------------|
|  | Instrução de Trabalho | | Página 1/1 |
| Título: Operação do CBS 3000. | | | Código IT 018 |
| Aprovação: Isabelle Rego Barros | | Data de aprovação: 29/08/2008 | Revisão 01 |

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Instrução para operacionalização do CBS 3000.

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda

3. Vocabulário

Não se aplica.

4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

5. Sequência de Atividades

| NR | COMO FAZER? |
|----|---|
| 1 | Verificar 2 vez ao dia a temperatura e o nível de nitrogênio; |
| 2 | Registrar na Ficha de Controle de Nível do CBS 3000 anotando os dados sobre nível; |
| 3 | Caso seja constatado nível baixo (< 20) de nitrogênio realizar o enchimento do equipamento; |

6. Informações Complementares:

- **Série:** 004573
- **Voltagem:** BIVOLT
- **Modelo:** BA 500

7. Histórico das Revisões

| | |
|-------------------|--------------------|
| Revisão 00 | Documento inicial. |
|-------------------|--------------------|